

## Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Schutzring zu Sotax Gefäß aus Glas / <i>Protection ring (flange) to Sotax vessel made of glass</i>	11148 and set 11252



### Hauptabmessungen / Main ranges

Aussen Ø / outside Ø	125,60	+/- 0.5mm
Innen Ø / inside Ø	124,00	+/- 0.1mm
Innen Ø / inside Ø	40,00	+0/- 0.3mm
Höhe / height	5,95	+/- 0.1mm

Material	PP Polypropylen
Maximal temperature	60°C

### Prüfergebnis / Test result:

Obengenannter Schutzring aus Polypropylen wurde auf seine Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden.

*Above protection ring (flange) made of polypropylen was checked to his accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed.*

Date: 18 February 2011

Signature : Bruno Balli