

Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Oberteil zu Basket mit Absaugöffnung / <i>Upper part to Basket with suction opening</i>	4 – 5301

Serien Nr. <i>Serial number</i>	26001 - 26223
------------------------------------	---------------



Hauptabmessungen / Main ranges

Deckel Ø / Cap Ø	25.0 +/- 3.0mm
Deckel dicke / Cap size	5.1 +/- 0.5mm
Lichte Weite / clear opening	20.2 +/- 1.0mm
Lüftungsloch / Vent hole	Ø 2.0 +/- 0.5mm
Material	stainless steel

Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Oberteile mit Ansaugöffnung wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf, und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

Above mentioned upper part to basket with suction opening were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy, and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).

Date: 20 September 2011

Signature : Bruno Balli