

## Prüfbescheinigung / Test certificate

| Artikel / Article                                                         | Zeichnung / Drawing # |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Paddel mit Rührwelle zu AT7 /<br><i>Paddle with stirring shaft to AT7</i> | 3 - 7525              |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Serien Nr.<br><i>Serial number</i> | 6782 - 7281 |
|------------------------------------|-------------|



### Hauptabmessungen / Main ranges

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Höhe / height      | 19 mm +/- 0.5mm        |
| Länge / length     | 42mm // 74.5 +/- 1.0mm |
| Stärke / strong    | 4.0mm +/- 1.0mm        |
| Radius / Radius    | r 41.5 +/- 1.0mm       |
| Wellen Ø / shaft Ø | 9.75 mm +/- 0.35mm     |

### Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Paddel mit Rührwelle wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

*Above mentioned paddle with stirring shaft were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).*

Date: 22 October 2008

Signature : Bruno Balli