


## Prüfbescheinigung / Test certificate

Artikel / Article	Zeichnung / Drawing #
Durchfluss Zelle / Flow-Trough Cell Ø 22.6 mm	4 - 8220

Serien Nr. Serial number	610 - 859
-----------------------------	-----------



### Hauptabmessungen / Main ranges

Innen Ø / inside Ø A	22.6 mm
Einlass Ø / inlet Ø B	0.8 mm
Konus / Cone	40 °
Material	Plexiglass PMMA

### Prüfergebnis / Test result:

Obengenannte Zellen aus Plexiglas (PMMA) wurden auf Ihre Genauigkeit hin überprüft. Sämtliche relevanten Masse weisen die notwendige Genauigkeit auf und haben die werkseitige Prüfung bestanden. Sie entsprechen den Anforderungen der, bei Auslieferung gültigen Pharmacopoeia (USP, Ph.Eur)

*Above mentioned cell in plexiglass (PMMA) were checked to accuracy. All relevant measurement indicate the necessary accuracy and the internal check where executed. They are conform with the, at delivery date valid Pharmacopoeia requirements (USP, Ph.Eur).*

Date: 30.07.2009

Signature : Bruno Balli